



## Lot de deux éponges de recharge

Réf : 091077981

### Description du produit

Cet applicateur de lotion permet d'appliquer très facilement sur le corps les lotions pour la peau, les huiles de bronzage, les crèmes de sport ou les médicaments. Cet applicateur de lotion est également très utile pour les endroits difficiles à atteindre (dos, jambes,...)

#### Caractéristiques de cet applicateur de lotion :

- Manche avec emplacement pour le pouce
- Peut être plié (2angles) pour plus d'aisance dans les mouvements
- Éponge amovible et remplaçable si nécessaire

### Spécificités techniques

TVA	20 %
Désign.	Lot de deux éponges de recharge