



Barre d'appui de lit XXL

Réf : 091089440

Description du produit

Identique à la [barre de lit Easyleaver](#), sauf que celle ci est plus robuste et accepte d'être utilisé par des personnes à forte corpulence.

Caractéristiques :

- Convient aux personnes fortes
- Fournie avec des sangles de fixation
- Très robuste

Spécificités techniques

EAN	5028318210237
TVA	20 %
Haut. Poignées	47 cm
Dim (L x l)	78 x 44 cm (La barre)
Poids	4,3 kg
Poids maximum	160 kg