



Barre d'appui pour lit standard

Réf : 091439546

Description du produit

Cette barre d'appui standard apporte un soutien supplémentaire à la personne qui souhaite s'installer et sortir du lit. Elle peut également aider à trouver sa position.

Caractéristiques :

- S'installe facilement
- Standard
- Le cadre du lit ne doit pas excéder 9.8 cm de large

Spécificités techniques

EAN	5028319130336
TVA	20 %
Ép.	2.6 cm (Max du cadre de lit)
Haut.	7.5 cm (Max du cadre de lit)
Poids maximum	125 kg