

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Préhension et aides à la lecture](#) > [Barres d'appui](#)



## Barre d'appui coudée en acier

Réf : 091100775

### Description du produit

Version coudée de la barre standard en acier. Encombrement réduit. Idéale derrière une porte. Revêtement époxy de couleur blanche uniquement.

### Spécificités techniques

EAN	5028318029600
TVA	20 %
Long.	44.5 cm
Poids	455 g