

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Préhension et aides à la lecture](#) > [Barres d'appui](#)



Avec revêtement plastifié

Réf : 091100858

Marque : Homecraft

Description du produit

Utilisation intérieure et extérieure. Revêtement plastifié. Couleur blanche. Ø du tube 25mm.

Spécificités techniques

EAN	5028318029761
TVA	20 %
Long.	89 cm
Poids	865 g