



Gobelets "Indépendance" avec couvercles interchangeables

Réf : 091100049

Description du produit

En plastique transparent et résistant avec deux anses. La grande base assure une parfaite stabilité du gobelet.

- Gobelets en polypropylène résistant (ou en polycarbonate lorsque cela est indiqué)
- Transparents pour pouvoir quantifier le liquide chaud/froid restant dans la timbale. Couvercles interchangeables.
- Lave-vaisselle jusqu'à 109°C

Spécificités techniques

EAN	5028318388813
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------

Désign.	Avec couvercle blanc
---------	----------------------

Cont.	285ml
-------	-------

Poids	115g
-------	------