



## Couvercle de rechange blanc

Réf : 091100064

### Description du produit

En plastique transparent et résistant avec deux anses. La grande base assure une parfaite stabilité du gobelet.

- Gobelets en polypropylène résistant (ou en polycarbonate lorsque cela est indiqué)
- Transparents pour pouvoir quantifier le liquide chaud/froid restant dans la timbale. Couverts interchangeables.
- Lave-vaisselle jusqu'à 109°C

### Spécificités techniques

EAN	5028318388837
TVA	20 %
Désign.	Couvercle de rechange blanc