



Table pour fauteuil releveur - Ronce de noyer

Réf : HE421514

Marque : Herdegen

Description du produit

Conçue pour être utilisée devant un fauteuil, cette table pour fauteuil releveur se déplie et s'installe sans outil. Son piètement extra large permet d'incliner et d'ajuster le plateau (80*40 cm) à la hauteur souhaitée.

Caractéristiques de cette table pour fauteuil releveur :

- Acier traité epoxy
- Installation sans outils
- Plateau inclinable et ajustable en hauteur
- Compatible avec tous les fauteuils releveurs Herdegen

Spécificités techniques

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| TVA | 20 % |
| Dim. Plateau | 40 x 80 cm |
| Haut. Réglable mini-maxi | 61 - 94 cm (Sol-Plateau) |
| Motif | Ronce de noyer |
| Poids maximum | 20 kg |