

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Equipements pour fauteuil et lit](#) > [Fauteuils et tables de lit](#)

[Aides à la mobilité](#) > [Fournitures d'aides au transfert de la personne](#) > [Accessoires d'aides à la levée](#)



## Fauteuil releveur électrique Stylea I - Herdegen

Réf : HE480115

Marque : Herdegen

### Description du produit

Le fauteuil releveur électrique Stylea I est un véritable fauteuil 3 positions (assis, quasi couchage et relevé).

Son dossier est équipé de 3 coussins déhoussables rembourrés en fibres creuses particulièrement moelleuses. L'assise contigüe au relève jambes se déhousse aisément.

Le fauteuil releveur Stylea I se décline en microfibres (3 couleurs: beige, bronze, et chocolat) et en simili cuir (chocolat).

#### Caractéristiques :

- Dossier avec 3 coussins ajustables et déhoussables
- Coussin d'assise amovible et déhoussable
- Pochette de rangement sur le coté droit
- 3 positions : Assise, repos et quasi couchage
- Fonction releveur très simple d'utilisation
- Facile d'entretien
- Moteur avec vérin électrique basse tension 24 volts
- 1 Moteur
- Puissance de 88 Watts
- Poids : 50.5 kg
- Charge maximale : 130 kg
- Châssis en Acier et revêtement en microfibres
- Densité mousse de l'assise : 21 kg/m3
- Densité mousse du dossier : 24 kg/m3
- Garantie 2 ans

## Spécificités techniques

TVA	20 %
Prof. Totale	85 cm
Couleur	Similicuir Chocolat
Prof.	157 cm (Position allongée)
Larg. Totale	82 cm
Haut. Siège	50 cm
Haut. Totale	105 cm
Profondeur d'assise	50 cm
Larg. Siège	56 cm
Haut. Dossier	64 cm
Haut. Accoudoir	58 cm
Poids	50 kg
Poids maximum	130 kg