



## Dynamomètre de main Smart (application mobile) - Jamar

Réf : 081669928

Marque : Jamar



### Description du produit

La version Smart de Jamar est le premier dynamomètre médical à fonctionner avec une application mobile (sans fil).

L'application gratuite "Jamar smart" vous permettra de contrôler votre dynamomètre Jamar de n'importe quel Ipad, tablette, Iphone ou Smartphone android. L'outil permet de gagner en efficacité quant aux contrôles, archivages et suivi de l'évolution de chaque patient.

#### Caractéristiques de "Jamar Smart" :

- Permet le suivi et l'enregistrement de 1 à 5 patients
- Déterminez quelle main est testée et avec laquelle vous commencez le test
- Validez ou recommencez facilement chaque essai
- Affiche instantanément les résultats
- Calcule la moyenne, l'écart-type et le coefficient de variation
- Comparaison instantanée avec la norme générale basée sur l'âge et le sexe du patient
- Force mesurée allant de 0 à 90 kg
- Nécessite 2 piles AAA (inclues)

Pour un faible coût, vous pouvez télécharger une extension de l'application qui va inclure :

- Stockage des données de vos patients : son nom et prénom, sexe et âge
- Création d'un historique de l'ensemble de vos tests avec la possibilité d'en créer un nouveau avec les mêmes

paramètres

- Exportez vos résultats en PDF

Autant pour ce dynamomètre Jamar Smart que pour le [Jamar plus](#), nous avons amélioré le système hydraulique et électronique afin d'augmenter sa durée de vie ainsi que sa précision.

Garantie 2 ans.

## Spécificités techniques

TVA

20 %

---