

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Barres d'appui et de maintien](#)

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Préhension et aides à la lecture](#) > [Barres d'appui](#)



Barre d'appui Ringwood chromée - Homecraft

Réf : 091101229

Marque : Homecraft

Description du produit

Le large diamètre de cette barre d'appui améliore la préhension pour l'utilisateur. Disponible en 4 longueurs.

Ces différents modèles existent aussi [en epoxy blanc](#).

Caractéristiques de ces barres d'appui :

- Prise en main facile et confortable
- Tube en acier
- Finition chromée

Spécificités techniques

EAN	05028318030125
TVA	20 %
Long.	91,5 cm
Ø rail	3,2 cm
Poids	1 kg