





## Bandes élastiques de musculation 2,5m avec pochette de transport THERABAND®

Réf : 091546076

Marque : THERABAND®



### Système de Trusted Progression™

| Couleur            | Résistance         | allongement 100% | Augmentation de la résistance |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| Maximale           | 14.2 lbs<br>6.5 kg |                  | 40%                           |
| Entraînement Elevé | 10.2 lbs<br>4.6 kg |                  | 40%                           |
| Elevée             | 7.3 lbs<br>3.3 kg  |                  | 25%                           |
| Extra Forte        | 5.8 lbs<br>2.6 kg  |                  | 25%                           |
| Forte              | 4.6 lbs<br>2.1 kg  |                  | 25%                           |
| Moyenne            | 3.7 lbs<br>1.7 kg  |                  | 25%                           |
| Faible             | 3 lbs<br>1.3 kg    |                  | 25%                           |
| Extra faible       | 2.4 lbs<br>1.1 kg  |                  | —                             |

## Description du produit

- Livret d'exercices livré avec les bandes élastiques THERABAND
- Bandes élastiques livrées avec une pochette de transport avec fermeture éclair
- Système d'entraînement basé sur la résistance progressive, un code couleur suivant la résistance des bandes de

musculature vous aiguille pour faire le bon choix de bande élastique

- Economiques, portables et polyvalentes, les bandes élastiques THERABAND® en latex améliorent la musculature, la mobilité et la souplesse
- Des exercices scientifiquement conçus sont utilisés pour la réhabilitation après des blessures, pour l'amélioration des capacités fonctionnelles des personnes âgées, les performances athlétiques et le traitement de nombreuses maladies chroniques
- Bandes élastiques de 2.5m vendues à l'unité

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| EAN     | 0087453121926           |
| TVA     | 20 %                    |
| Résist. | Jaune - Faible - 1.3 kg |
| Couleur | Jaune                   |
| Long.   | 2,5m                    |