



Tubes élastiques de musculation avec poignées en PVC THERABAND®

Réf : 7500041

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	142 lbs 6,5 kg	40%	40%
Entraînement Élevé	102 lbs 4,6 kg	40%	40%
Élevée	73 lbs 3,3 kg	20%	20%
Extra Forte	58 lbs 2,6 kg	20%	20%
Forte	43 lbs 2,1 kg	20%	20%
Moyenne	27 lbs 1,7 kg	20%	20%
Faible	8 lbs 1,3 kg	20%	20%
Extra faible	2,4 lbs 1,1 kg	—	—

Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation sont équipés de poignées en PVC. Avec un packaging pour la vente en détails. Instructions incluses.

Ces tubes élastiques de musculation sont disponibles en 6 niveaux de résistance, ils sont donc utilisables par les débutants comme les plus sportifs.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée. Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN 0087453217018

TVA 20 %

Résist.	Jaune - Faible
Long.	122 cm
Couleur	Jaune