



Tubes élastiques de musculation avec poignées en PVC THERABAND®

Réf : 7500044

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	142 lbs 6.5 kg	40%	40%
Entraînement Élevé	102 lbs 4.6 kg	40%	40%
Élevée	73 lbs 3.3 kg	20%	20%
Extra Forte	5.9 lbs 2.6 kg	20%	20%
Forte	4.6 lbs 2.1 kg	20%	20%
Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	20%	20%
Faible	3 lbs 1.3 kg	20%	20%
Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	—	—

Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation sont équipés de poignées en PVC. Avec un packaging pour la vente en détails. Instructions incluses.

Ces tubes élastiques de musculation sont disponibles en 6 niveaux de résistance, ils sont donc utilisables par les débutants comme les plus sportifs.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée. Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN 0087453217049

TVA 20 %

Résist.	Bleu - Très forte
Long.	122 cm
Couleur	Bleu