



Tubes élastiques de musculation avec poignées en PVC THERABAND®

Réf : 7500045

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Orange	Maximale	14,2 lbs 6,5 kg	40%
Grise	Entraînement Élevé	10,2 lbs 4,6 kg	40%
Noir	Élevé	7,5 lbs 3,3 kg	20%
Bleu	Extra Forte	5,9 lbs 2,6 kg	20%
Vert	Forte	4,6 lbs 2,1 kg	20%
Rouge	Moyenne	3,7 lbs 1,7 kg	20%
Jaune	Faible	3 lbs 1,3 kg	20%
Orange clair	Extra faible	2,4 lbs 1,1 kg	—

Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation sont équipés de poignées en PVC. Avec un packaging pour la vente en détails. Instructions incluses.

Ces tubes élastiques de musculation sont disponibles en 6 niveaux de résistance, ils sont donc utilisables par les débutants comme les plus sportifs.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée. Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN 0087453217056

TVA 20 %

Résist.	Noir - Extrêmement forte
Long.	127 cm
Couleur	Noir