



## Tubes élastiques de musculation avec poignées en PVC THERABAND®

Réf : 7500046

Marque : THERABAND®

### Système de Trusted Progression™

| Couleur            | Résistance       | Élongement 100% | Augmentation de la résistance |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| Maximale           | 142 lbs<br>65 kg | 40%             | 40%                           |
| Entraînement Élevé | 102 lbs<br>46 kg | 40%             | 40%                           |
| Élevée             | 75 lbs<br>33 kg  | 25%             | 25%                           |
| Extra Forte        | 58 lbs<br>26 kg  | 25%             | 25%                           |
| Forte              | 46 lbs<br>21 kg  | 25%             | 25%                           |
| Moyenne            | 37 lbs<br>17 kg  | 25%             | 25%                           |
| Faible             | 28 lbs<br>13 kg  | 25%             | 25%                           |
| Extra faible       | 24 lbs<br>11 kg  | —               | —                             |

## Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation sont équipés de poignées en PVC. Avec un packaging pour la vente en détails. Instructions incluses.

Ces tubes élastiques de musculation sont disponibles en 6 niveaux de résistance, ils sont donc utilisables par les débutants comme les plus sportifs.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée. Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

EAN 0087453217063

TVA 20 %

|         |                  |
|---------|------------------|
| Résist. | Argent - Maximum |
| Long.   | 127 cm           |
| Couleur | Argent           |