



# Tubes élastiques de musculation en boucle avec support rembourré THERABAND®

Réf : 7500025

Marque : THERABAND®

## Système de Trusted Progression™

Couleur	Niveau	Résistance allongement 100%	Augmentation de la résistance
	Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%
	Entraînement Elevé	10.2 lbs 4.6 kg	40%
	Elevé	7.5 lbs 3.3 kg	25%
	Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	25%
	Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%
	Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%
	Faible	3 lbs 1.3 kg	25%
	Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	—

## Description du produit

Ces tubes élastiques de fitness sont équipés de manchons rembourrés qui permettent d'améliorer la prise en main et d'apporter un support idéal pour la rééducation ou la pratique sportive.

Ces tubes élastiques de musculation THERABAND sont livrés avec un packaging pour la vente en détail. Instructions incluses.

Attention : Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex) pouvant provoquer des réactions allergiques.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

EAN	0087453214321
TVA	20 %
Niveau	Intermédiaire
Couleur	Vert