



Tubes élastiques de musculature en boucle avec support rembourré THERABAND®

Réf : 7500026

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

| Couleur | Niveau | Résistance allongement 100% | Augmentation de la résistance |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|  | Maximale | 14.2 lbs 6.5 kg | 40% |
|  | Entraînement Elevé | 10.2 lbs 4.6 kg | 40% |
|  | Elevé | 7.5 lbs 3.3 kg | 25% |
|  | Extra Forte | 5.8 lbs 2.6 kg | 25% |
|  | Forte | 4.6 lbs 2.1 kg | 25% |
|  | Moyenne | 3.7 lbs 1.7 kg | 25% |
|  | Faible | 3 lbs 1.3 kg | 25% |
|  | Extra faible | 2.4 lbs 1.1 kg | — |

Description du produit

Ces tubes élastiques de fitness sont équipés de manchons rembourrés qui permettent d'améliorer la prise en main et d'apporter un support idéal pour la rééducation ou la pratique sportive.

Ces tubes élastiques de musculature THERABAND sont livrés avec un packaging pour la vente en détail. Instructions incluses.

Attention : Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex) pouvant provoquer des réactions allergiques.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

| | |
|---------|------------------------|
| EAN | 0087453214338 |
| TVA | 20 % |
| Niveau | Intermédiaire - Avancé |
| Couleur | Bleu |