



Tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse THERABAND®

Réf : 7500053

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	142 lbs 65 kg	—	40%
Entraînement Élevé	102 lbs 46 kg	—	40%
Élevée	73 lbs 33 kg	—	20%
Extra Forte	53 lbs 24 kg	—	20%
Forte	43 lbs 21 kg	—	20%
Moyenne	33 lbs 17 kg	—	20%
Faible	23 lbs 13 kg	—	20%
Extra faible	14 lbs 11 kg	—	—

Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse apportent un grand confort dès leur prise en main.

Ces élastiques de fitness sont disponibles avec un Retail Pack. Instructions incluses.

Caractéristiques de ces tubes élastiques de musculation THERABAND:

- Poignées mousse pour une prise en main confortable
- 6 niveaux de résistance

Attention : Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex) pouvant provoquer des réactions allergiques.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	0087453217315
TVA	20 %
Modèle	Avec retail Pack - Jaune - Faible - 122 cm
Couleur	Jaune
Résist.	Faible
Long.	122 cm