

## Aide au repas - Bras articulé OBI

Réf : CR70000



### Description du produit

A l'aide de contacteurs, ce bras articulé et robotisé OBI reproduit l'attitude des bras de l'homme lors de la prise de repas. L'utilisateur déclenchera simplement l'appareil qui lancera automatiquement la mise à la bouche des aliments. Les contacteurs peuvent être placés à plusieurs endroits qui seront le plus adapté à la personne : épaules, jambes, pieds, coudes, mains...

Idéal pour les personnes ne pouvant pas se servir de leurs mains ou de leurs bras. Ils pourront manger de façon complètement autonome, à leur rythme, ce qu'ils veulent et quand ils le veulent.

Les réglages de l'appareil se feront en amont par le soignant. L'utilisateur est ensuite libre de manger comme il le souhaite. A noter que les réglages sont simplissimes : Le mouvement du bras est fait manuellement par le soignant jusqu'à la bouche du patient, il suffit ensuite d'enregistrer cette trajectoire pour que le bras robotisé OBI la reproduise.

### Caractéristiques :

- 4 compartiments pour y déposer 4 types d'aliments sans les mélanger
- Propose un indicateur de charge
- Autonomie allant de 2 à 5h selon utilisation (sur batterie Lithium-Ion 48Wh, 3,2Ah)
- Temps de chargement d'environ 1 à 2h
- Réglages ultra simples
- Peut être utilisé avec tout contacteur équipé d'une fiche jack mâle 3.5 mono

### Composition du pack :

- 1 assiette avec 4 compartiments
- 1 plateau adapté au micro-onde
- 2 cuillères de différentes profondeurs
- 2 contacteurs
- un câble d'alimentation
- Batterie Lithium-Ion 48Wh, 3,2Ah

## Spécificités techniques

TVA	5.5 %
Haut.	maximale pour servir les aliments : 38 cm
Poids	3,5 kg