



## Tabouret de douche en aluminium Days®

Réf : 091564749

Marque : Days

### Description du produit

**Disponible en conditionnement standard ou à plat !**

**Idéal pour s'adapter aux besoins des magasins de matériel médical.**

C'est un classique pour nos revendeurs. Son design simple, efficace et son tarif avantageux plait autant aux revendeurs qu'à l'utilisateur final.

Ce tabouret de douche à hauteur ajustable Days® possède un cadre en aluminium léger, robuste et durable.

Il est conçu pour apporter un soutien et une sécurité supplémentaires aux utilisateurs lors de la toilette. Le tabouret de douche Homecraft est équipé d'un siège en plastique à clipser qui peut être facilement retiré pour le nettoyage. Il procure un sentiment de confort à l'utilisateur.

Les poignées sur le côté du tabouret de douche offrent un soutien supplémentaire lors de son utilisation.

**Caractéristique de ce tabouret de douche :**

- Ajustable en hauteur
- Cadre en aluminium léger
- Assise en plastique à clipser, facilement amovible
- Avec poignées pour un meilleur soutien
- Réglable en hauteur
- Idéal pour les personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite

## Spécificités techniques

EAN	5028319239091
TVA	20 %
Condit.	Conditionnement à plat
Dim. (L x l) Siège	37 x 27cm
Haut. mini - maxi Siège	46 - 58,5cm
Larg. entre accoudoirs	50cm
Dim. Hors-tout (l x p)	55 x 37,5cm
Poids	2,8kg
Poids maximum	160kg