

## Tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND®



Réf : 7500031

Marque : THERABAND®

### Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%	40%
Entraînement Élevé	10.2 lbs 4.6 kg	40%	40%
Élevé	7.3 lbs 3.3 kg	20%	20%
Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	20%	20%
Forte	4.6 lbs 2.1 kg	20%	20%
Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	20%	20%
Faible	3 lbs 1.3 kg	20%	20%
Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	—	—

## Description du produit

Les tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND sont vendus par paire.

Ces tubes élastiques de musculation sont compatibles avec la [station d'exercice murale](#), la [station d'exercice](#) et la [station de rééducation et de bien être THERABAND](#). Ils peuvent également être utilisés seuls pour les exercices que vous souhaitez.

Ces tubes élastiques de musculation sont vendus en différents niveaux de résistance et différentes longueurs :

- 30,5 cm :
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne
  - Vert / résistance forte
- 45,5 cm :
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne

- Vert / résistance forte
- Bleu / résistance extra forte
- 61 cm:
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne
  - Bleu / résistance extra forte

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

EAN	0087453216202
TVA	20 %
Taille	30,5 cm
Résistance à l'étirement	Faible
Couleur	Jaune
Condit.	Vendu par paire