

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Stations d'exercices](#)

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Tubes d'exercices et accessoires](#)



Tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND®

Réf : 7500034

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	14,2 lbs 6,5 kg	14,2 lbs 6,5 kg	40%
Entraînement Élevé	10,2 lbs 4,6 kg	10,2 lbs 4,6 kg	40%
Élevé	7,3 lbs 3,3 kg	7,3 lbs 3,3 kg	20%
Extra Forte	5,9 lbs 2,6 kg	5,9 lbs 2,6 kg	20%
Forte	4,6 lbs 2,1 kg	4,6 lbs 2,1 kg	20%
Moyenne	3,7 lbs 1,7 kg	3,7 lbs 1,7 kg	20%
Faible	3 lbs 1,3 kg	3 lbs 1,3 kg	20%
Extra faible	2,4 lbs 1,1 kg	2,4 lbs 1,1 kg	---

Description du produit

Les tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND sont vendus par paire.

Ces tubes élastiques de musculation sont compatibles avec la [station d'exercice murale](#), la [station d'exercice](#) et la [station de rééducation et de bien être THERABAND](#). Ils peuvent également être utilisés seuls pour les exercices que vous souhaitez.

Ces tubes élastiques de musculation sont vendus en différents niveaux de résistance et différentes longueurs :

- 30,5 cm :
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne
 - Vert / résistance forte
- 45,5 cm :
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne

- Vert / résistance forte
- Bleu / résistance extra forte
- 61 cm:
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne
 - Bleu / résistance extra forte

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	0087453216301
TVA	20 %
Taille	30,5 cm
Résistance à l'étirement	Moyenne
Couleur	Rouge
Condit.	Vendu par paire