

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Stations d'exercices](#)

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Tubes d'exercices et accessoires](#)

## Tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND®



Réf : 7500032

Marque : THERABAND®

### Système de Trusted Progression™

| Couleur | Résistance         | Élongement 100%    | Augmentation de la résistance |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Marron  | Maximale           | 14,2 lbs<br>6,5 kg | 40%                           |
| Gris    | Entraînement Élevé | 10,2 lbs<br>4,6 kg | 40%                           |
| Noir    | Élevé              | 7,3 lbs<br>3,3 kg  | 20%                           |
| Bleu    | Extra Forte        | 5,9 lbs<br>2,6 kg  | 20%                           |
| Vert    | Forte              | 4,6 lbs<br>2,1 kg  | 20%                           |
| Rouge   | Moyenne            | 3,7 lbs<br>1,7 kg  | 20%                           |
| Jaune   | Faible             | 3 lbs<br>1,3 kg    | 20%                           |
| Orange  | Extra faible       | 2,4 lbs<br>1,1 kg  | —                             |

## Description du produit

Les tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND sont vendus par paire.

Ces tubes élastiques de musculation sont compatibles avec la [station d'exercice murale](#), la [station d'exercice](#) et la [station de rééducation et de bien être THERABAND](#). Ils peuvent également être utilisés seuls pour les exercices que vous souhaitez.

Ces tubes élastiques de musculation sont vendus en différents niveaux de résistance et différentes longueurs :

- 30,5 cm :
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne
  - Vert / résistance forte
- 45,5 cm :
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne

- Vert / résistance forte
- Bleu / résistance extra forte
- 61 cm:
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne
  - Bleu / résistance extra forte

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| EAN                      | 0087453216219   |
| TVA                      | 20 %            |
| Taille                   | 45,5 cm         |
| Résistance à l'étirement | Faible          |
| Couleur                  | Jaune           |
| Condit.                  | Vendu par paire |