

## Tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND®



Réf : 7500033

Marque : THERABAND®

### Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Marron	Maximale	14,2 lbs 6,5 kg	40%
Grise	Entraînement Élevé	10,2 lbs 4,6 kg	40%
Noir	Élevé	7,3 lbs 3,3 kg	20%
Bleu	Extra Forte	5,9 lbs 2,6 kg	20%
Vert	Forte	4,6 lbs 2,1 kg	20%
Rouge	Moyenne	3,7 lbs 1,7 kg	20%
Jaune	Faible	3 lbs 1,3 kg	20%
Orange	Extra faible	2,4 lbs 1,1 kg	---

## Description du produit

Les tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND sont vendus par paire.

Ces tubes élastiques de musculation sont compatibles avec la [station d'exercice murale](#), la [station d'exercice](#) et la [station de rééducation et de bien être THERABAND](#). Ils peuvent également être utilisés seuls pour les exercices que vous souhaitez.

Ces tubes élastiques de musculation sont vendus en différents niveaux de résistance et différentes longueurs :

- 30,5 cm :
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne
  - Vert / résistance forte
- 45,5 cm :
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne

- Vert / résistance forte
- Bleu / résistance extra forte
- 61 cm:
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne
  - Bleu / résistance extra forte

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

TVA	20 %
Taille	61 cm
Résistance à l'étirement	Faible
Couleur	Jaune
Condit.	Vendu par paire