

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Stations d'exercices](#)

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Tubes d'exercices et accessoires](#)

## Tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND®



Réf : 7500040

Marque : THERABAND®

### Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	14,2 lbs 6,5 kg	142%	40%
Entraînement Élevé	10,2 lbs 4,6 kg	102%	40%
Élevé	7,3 lbs 3,3 kg	73%	20%
Extra Forte	5,8 lbs 2,6 kg	58%	20%
Forte	4,6 lbs 2,1 kg	46%	20%
Moyenne	3,7 lbs 1,7 kg	37%	20%
Faible	3 lbs 1,3 kg	30%	20%
Extra faible	2,4 lbs 1,1 kg	24%	---

## Description du produit

Les tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND sont vendus par paire.

Ces tubes élastiques de musculation sont compatibles avec la [station d'exercice murale](#), la [station d'exercice](#) et la [station de rééducation et de bien être THERABAND](#). Ils peuvent également être utilisés seuls pour les exercices que vous souhaitez.

Ces tubes élastiques de musculation sont vendus en différents niveaux de résistance et différentes longueurs :

- 30,5 cm :
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne
  - Vert / résistance forte
- 45,5 cm :
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne

- Vert / résistance forte
- Bleu / résistance extra forte
- 61 cm:
  - Jaune / résistance faible
  - Rouge / résistance moyenne
  - Bleu / résistance extra forte

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

EAN	0087453216523
TVA	20 %
Taille	61 cm
Résistance à l'étirement	Extra-forte
Couleur	Bleu
Condit.	Vendu par paire.