



## Gamme électrode ValuTrode - PALS®

Réf : 091362763

### Description du produit

Ce modèle est d'une excellente qualité tout en restant à un prix attractif. La conception en tissu et les électrodes en acier inoxydable offrent une excellente durée de vie par rapport à d'autres électrodes. Garantie sans latex.

Son adhérence est optimisée pour la peau afin d'offrir le meilleur confort et la meilleure performance possible au patient. Les électrodes Valutrode sont composées d'un hydrogel breveté. Ce gel propose une adhérence, une performance et une excellente longévité.

### Spécificités techniques

EAN	5028319090586
TVA	20 %
Dim (L x l)	Carrée - 5 x 5 cm
Condit.	Paquet de 4
Sans latex	Oui