



## Électrodes Platinium Rondes - Ø 5 cm - PALS®

Réf : 091362961

### Description du produit

Ces électrodes pour kiné ont été conçues pour tout type d'application.

Les électrodes Platinium sont vendues par pack de 4.

#### Caractéristiques des électrodes platinium :

- Auto-adhésives
- Gel hypoallergénique doux pour la peau même après de multiples applications
- Excellente longévité et adhérence optimale
- Film de carbone conducteur qui délivre le courant de façon uniforme
- Doublure en tissu blanc
- Connecteur femelle moulé qui offre une connexion fiable au fil

### Spécificités techniques

EAN	0856817005420
TVA	20 %
Dim (L x l)	Ronde - Ø 5 cm
Condit.	Paquet de 4

Sans latex	Oui
Top vente	Oui