



Électrodes Platinium Carrées - 5 x 5 cm - PALS®

Réf : 091362995

Description du produit

Ces électrodes pour kiné ont été conçues pour tout type d'application.

Les électrodes Platinium sont vendues par pack de 4.

Caractéristiques des électrodes platinium :

- Auto-adhésives
- Gel hypoallergénique doux pour la peau même après de multiples applications
- Excellente longévité et adhérence optimale
- Film de carbone conducteur qui délivre le courant de façon uniforme
- Doublure en tissu blanc
- Connecteur femelle moulé qui offre une connexion fiable au fil

Spécificités techniques

| | |
|-------------|------------------|
| EAN | 0856817005468 |
| TVA | 20 % |
| Dim (L x l) | Carré - 5 x 5 cm |
| Condit. | Paquet de 4 |

