



## Tabouret de douche siège incurvé Homecraft

Réf : 091357144

### Description du produit

Le cadre est en aluminium ce qui assure légèreté et la résistance à la corrosion. Les poignées intégrées sont très pratique pour un soutien supplémentaire à l'utilisateur. C'est aussi utile au transport du tabouret de douche.

#### Caractéristiques :

- Siège en plastique incurvé
- Poignées intégrées
- Léger et résistant à la corrosion
- Hauteur réglable
- Pieds antidérapants
- Assise percé pour l'écoulement de l'eau

### Spécificités techniques

EAN	5028319084967
TVA	20 %
Modèle	Tabouret de douche avec dossier
Larg. Siège	48.5 cm
Prof. Siège	28 cm

Haut. Siège	38 - 48 cm
Poids	2,5 kg
Poids maximum	100 kg
Top vente	Oui