



Chaise de douche mobile Hauteur fixe - Homecraft

Réf : 091357193

Marque : Homecraft



Description du produit

Une jolie chaise de douche à structure en acier et à revêtement en plastique avec quatre roulettes pivotantes avec freins parking. Une poignée pour l'aide soignant est disponible afin de déplacer le patient.

Facile à manœuvrer, cette chaise de douche peut être utilisée pour transférer l'utilisateur d'un endroit à un autre avant et après la douche.

Spécificités techniques

EAN	5028319085018
TVA	20 %
Modèle	Hauteur fixe
Larg. Siège	46 cm
Prof. Siège	39 cm

Larg. Totale	54 cm
Prof. Totale	60 cm
Ø roulettes	10 cm
Haut. Siège	48.5 cm
Poids	9 kg
Poids maximum	160 kg