



Ecran de douche PortaScreen™

Réf : 091077064



Description du produit

Portable et facile à manipuler

Aide à protéger du jet de douche pendant que le soignant lave un patient. Les portes à charnières sont faciles à positionner pour offrir une protection maximale au soignant lors de la toilette du patient. L'écran de douche se replie à plat pour le rangement avec des poignées de transport très pratiques.

Protection contre les éclaboussures pour les soignants

Alternatives aux protections non amovibles, cette solution offre une adaptabilité non négligeable. Avec trois écrans floutés, le pare-douche aide à contenir les projections d'eau pour les soignants.

Plat pliable pour le stockage

Se replier à plat pour le rangement permet d'économiser de l'espace, ce qui facilite la manœuvre autour de la salle de bain pour les personnes à mobilité réduite. Le poids de l'écran de douche est de 8,5 kg, ce qui le rend léger et compact à transporter.

Spécificités techniques

EAN	5028318401109
TVA	20 %
Dim. (L x h)	147.4 x 81.5 cm
Dim. replié	53 x 81.5 cm
Poids	8,5 kg